



### **Product description**

Order number	72.991.102
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, Perfil alto, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tampa plana, tampa acoplada, 120 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	8
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	20
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Volume nominal 0.2 ml

### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza PCR Performance Tested  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1200  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 120  
Unidades por caixa 1200  
Unidades por palete 40320  
Volume da embalagem 0.0354 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0018 kg  
Peso da embalagem externa 2.77 kg  
EAN da caixa interna 4038917231657  
EAN da embalagem externa 4038917231640

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

