



Product description

Order number	72.994.002
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, Perfil alto, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tampa redonda, tampa acoplada, 120 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa redonda
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	8

Size

Volume nominal	0.2 ml
----------------	--------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto não regulamentado
Certificação CE sem marca CE
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 240
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 240
Unidades por caixa 1200
Unidades por palete 1200
Volume da embalagem 0.0299 cbm
externa
Peso do produto 0.0031 kg
Peso da embalagem externa 4.3 kg
EAN da caixa interna 4038917124324
EAN da embalagem externa 4038917080736

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

