



### **Descrição do Produto**

Número de pedido 72.994.992  
Descrição do artigo Cadeia PCR de 8 tubos, Perfil Alto, PCR Performance Tested, vermelho/verde/azul/violeta/amarelo, material: PP, tampa redonda

### **Características do produto**

Graduação não  
Tampa tampa redonda  
Tipo de fechamento tampa de pressão  
Forma do fundo cônico  
High profile ou Low profile Perfil Alto  
Quantidade de poços 8

### **Dimensões**

Volume nominal 0.2 ml

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto cores variadas

### **Pureza e certificação**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza PCR Performance Tested  
Em lotes sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 1200  
Unidades por caixa interna 120  
Unidades por caixa 1200  
Volume da embalagem 0.0299 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0031 kg  
Peso da embalagem externa 4.3 kg  
EAN da caixa interna 4038917124331  
EAN da embalagem externa 4038917080743

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

