



Product Specification
**CryoRack 40, PP, dimensão da grade: 10 x 4,
adequado para tubos CryoPure**

Page 1



Product description

Order number	93.856.040
Descrição do artigo	CryoRack 40, material: PP, dimensão da grade: 10 x 4, (CxLxA): 100 x 210 x 22 mm, para 40 recipientes, adequado para tubos CryoPure, 1 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Indicado para	tubos CryoPure
Capacidade de armazenamento	40
Dimensão da grade	10 x 4

Size

Largura do produto	210 mm
Altura do produto	22 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
CryoRack 40, PP, dimensão da grade: 10 x 4,
adequado para tubos CryoPure

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 10
Unidades por palete 1650
Profundidade da embalagem
externa 228 mm
Largura da embalagem
externa 218 mm
Altura da embalagem externa 155 mm
Volume da embalagem
externa 0.0077 cbm
Peso do produto 0.0679 kg
Peso da embalagem externa 0.9 kg
EAN da caixa interna 4038917122788
EAN da embalagem externa 4038917077293

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-21

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT