



Product Specification

Caixa de criopreservação, 75 x 75 x 52 mm,
dimensão da grade: 5 x 5, para 25 recipientes

Page 1



Product description

Order number	93.872.225
Descrição do artigo	Caixa de criopreservação, com codificação numérica por local de armazenamento, para armazenamento em baixa temperatura, material: PC, vermelha, tampa de encaixe com função de ventilação, tampa: transparente, (CxLxA): 75 x 75 x 52 mm, dimensão da grade: 5 x 5, para 25 recipientes, para tubos CryoPure 1,2 - 2,0 ml Rosca interna e externa, 5 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de encaixe com função de ventilação
Tipo de fechamento	tampa de encaixe
Versão	com codificação numérica por local de armazenamento
Indicado para	tubos CryoPure 1,2 - 2,0 ml Rosca interna e externa
Capacidade de armazenamento	25
Dimensão da grade	5 x 5

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Caixa de criopreservação, 75 x 75 x 52 mm,
dimensão da grade: 5 x 5, para 25 recipientes

Size

Largura do produto	75 mm
Altura do produto	52 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	vermelha
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	2640
Profundidade da embalagem externa	156 mm
Largura da embalagem externa	143 mm
Altura da embalagem externa	502 mm
Volume da embalagem externa	0.0112 cbm
Peso do produto	0.058 kg
Peso da embalagem externa	1.41 kg
EAN da caixa interna	4038917122795
EAN da embalagem externa	4038917420167

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

