




Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, PP,
dimensão da grade: 9 x 9, para 81 recipientes

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 93.876.681 |
| Descrição do artigo | Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: PP, azul, dimensão da grade: 9 x 9, para 81 recipientes, adequado para recipientes com dimensões máx. de 45 x 12 mm, 5 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de fechamento | tampa de encaixe |
| Indicado para | recipientes com dimensões máx. de 45 x 12 mm |
| Capacidade de armazenamento | 81 |
| Dimensão da grade | 9 x 9 |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, PP,
dimensão da grade: 9 x 9, para 81 recipientes

Page 2

Size

| | |
|------------------------|--------|
| Largura do produto | 130 mm |
| Altura do produto | 45 mm |
| Comprimento do produto | 130 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | azul |
| Material de fechamento | Polypropylene (PP) |
| Cor da tampa | transparente |

Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 20 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 5 |
| Unidades por caixa | 20 |
| Unidades por palete | 1680 |
| Profundidade da embalagem externa | 132 mm |
| Largura da embalagem externa | 264 mm |
| Altura da embalagem externa | 470 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0163 cbm |
| Peso do produto | 0.143 kg |
| Peso da embalagem externa | 3.17 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917161138 |
| EAN da embalagem externa | 4038917415194 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT