



Especificação do produto
Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, papelão, dimensão da grade: 7 x 7, para 49 recipientes

Página 1

Descrição do Produto

Número de pedido 95.64.950
Descrição do artigo Caixa de armazenamento, tampa de encaixe, material: papelão, branca, dimensão da grade: 7 x 7, para 49 recipientes, adequado para tubos Ø 16-17 mm

Características do produto

Tipo de tampa tampa de encaixe
Indicado para tubos Ø 16-17 mm
Capacidade de armazenamento 49
Dimensão da grade 7 x 7

Dimensões

Largura do produto 135 mm
Altura do produto 87 mm
Comprimento do produto 135 mm

Materiais e cores

Material do produto papelão
Cor do produto branca
Material da tampa cardboard
Cor da tampa branca

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 60
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 60
Unidades por palete 960
Volume da embalagem 0,1134 cbm
externa
Peso do produto 0,1373 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Caixa de armazenamento, tampa de encaixe,
papelão, dimensão da grade: 7 x 7, para 49
recipientes

Página 2

Peso da embalagem externa 8,27 kg
EAN da caixa interna 4038917319607
EAN da embalagem externa 4038917319591

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT