

Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 10 x 2, adequado para tubos, todos os diâmetros de S-Monovette®

Page 1



Product description

Order number 93.1097.100

Descrição do artigo Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 10 x

2, (CxLxA): 257 x 74 x 55 mm, para 20 recipientes,

adequado para tubos, todos os diâmetros de S-Monovette[®], 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para tubos, todos os diâmetros de S-Monovette®

Capacidade de 20

armazenamento

Dimensão da grade 10 x 2 Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Size

Largura do produto 74 mm
Altura do produto 55 mm
Comprimento do produto 257 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 10 x 2, adequado para tubos, todos os diâmetros de S-Monovette®

Page 2

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)

Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 1 Unidades por caixa 30 Unidades por palete 900 398 mm

Profundidade da embalagem

externa

Largura da embalagem 398 mm

externa

Altura da embalagem externa 340 mm Volume da embalagem 0.0539 cbm

externa

Peso do produto 0.2191 kg Peso da embalagem externa 7.27 kg

EAN da caixa interna 4038917125512 EAN da embalagem externa 4038917020121

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

