



### **Product description**

Order number	93.1102.001
Descrição do artigo	Cobertura, material: PC, marrom, (CxLxA): 256 x 62 x 72 mm, adequado para suporte nº 93.1097.100, 1 unid./pacote

### **Product characteristics**

Indicado para	suporte nº 93.1097.100
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Largura do produto	62 mm
Altura do produto	72 mm
Comprimento do produto	256 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	marrom

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 30  
Unidades por palete 1080  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 300 mm  
Volume da embalagem 0.0475 cbm  
externa  
Peso do produto 0.1286 kg  
Peso da embalagem externa 4.61 kg  
EAN da caixa interna 4038917125529  
EAN da embalagem externa 4038917020138

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

