




## Product Specification

**Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para recipientes de reação de 1,5 ml**

**Page 1**



### Product description

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 93.837                                                                                                                                                                               |
| Descrição do artigo | Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 12 x 4, (CxLxA): 257 x 90 x 40 mm, para 48 recipientes, adequado para recipientes de reação de 1,5 ml, 1 unid./caixa de papelão |

### Product characteristics

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indicado para               | recipientes de reação de 1,5 ml |
| Capacidade de armazenamento | 48                              |
| Dimensão da grade           | 12 x 4                          |
| Autoclavável (máx. °C)      | 121 °C                          |

### Size

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Largura do produto     | 90 mm  |
| Altura do produto      | 40 mm  |
| Comprimento do produto | 257 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Material & colours**

Material do produto                      Policarbonato (PC)  
Cor do produto                            transparente

**Purity & certification**

Categoria do produto                    Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes                                      não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido    1  
Tipo de embalagem interior        caixa de papelão  
Unidades por caixa interna        1  
Unidades por caixa                    40  
Unidades por palete                  1200  
Profundidade da caixa interna    92 mm  
Largura da caixa interna            42 mm  
Altura da caixa interna              259 mm  
Profundidade da embalagem    398 mm  
externa  
Largura da embalagem              398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa    340 mm  
Volume da embalagem              0.0539 cbm  
externa  
Peso do produto                        0.2346 kg  
Peso da embalagem externa       11.12 kg  
EAN da caixa interna                4038917084345  
EAN da embalagem externa       4038917003209

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

