



Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 6 x 3, adequado para tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm

Page 1



Product description

Order number	93.850
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 6 x 3, (CxLxA): 137 x 70 x 40 mm, para 18 recipientes, adequado para tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm
Capacidade de armazenamento	18
Dimensão da grade	6 x 3
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 6 x 3, adequado para tubos, S-Monovette® de Ø 15 mm e de Ø 13 mm

Page 2

Size

Largura do produto	70 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	137 mm

Material & colours

Material do produto	Polycarbonato (PC)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	36
Unidades por palete	2376
Profundidade da caixa interna	72 mm
Largura da caixa interna	42 mm
Altura da caixa interna	138 mm
Profundidade da embalagem externa	438 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0182 cbm
Peso do produto	0.0969 kg
Peso da embalagem externa	4.55 kg
EAN da caixa interna	4038917084369
EAN da embalagem externa	4038917003223

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

