



Product description

Order number	93.852.170
Descrição do artigo	Block Rack D17, para 50 recipientes, Ø da abertura: 17 mm, dimensão da grade: 5 x 10, branco creme, material: PP reciclado

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	17 mm
Largura do produto	109 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	209 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Cor do produto	branco creme

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	-
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	760
Profundidade da embalagem externa	568 mm
Largura da embalagem externa	433 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0.0295 cbm
Peso do produto	0.1958 kg
Peso da embalagem externa	4.62 kg
EAN da caixa interna	4038917122054
EAN da embalagem externa	4038917044905

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

