




Product Specification

**Rack em bloco duplo D17, Ø da abertura: 17 mm,
10 x 10, cinza**

Page 1



Product description

Order number	93.852.200
Descrição do artigo	Rack em bloco duplo D17, para 100 recipientes, Ø da abertura: 17 mm, dimensão da grade: 10 x 10, cinza, material: PP

Product characteristics

Quantidade de poços	100
Capacidade de armazenamento	100
Dimensão da grade	10 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	17 mm
Largura do produto	218 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	209 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto cinza

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior -
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 12
Unidades por palete 528
Profundidade da embalagem 453 mm
externa
Largura da embalagem 433 mm
externa
Altura da embalagem externa 165 mm
Volume da embalagem 0.0324 cbm
externa
Peso do produto 0.3917 kg
Peso da embalagem externa 5.41 kg
EAN da caixa interna 4038917122146
EAN da embalagem externa 4038917243124

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

