



## Product description

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 93.853.131                                                                                                                           |
| Descrição do artigo | Block Rack D13, para 50 Monovette e tubos até 13 mm Ø,<br>Ø da abertura: 13 mm, dimensão da grade: 5 x 10,<br>vermelha, material: PP |

## Product characteristics

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Rótulo/impressão               | com impressão |
| Quantidade de poços            | 50            |
| Capacidade de<br>armazenamento | 50            |
| Dimensão da grade              | 5 x 10        |
| Autoclavável (máx. °C)         | 121 °C        |

## Size

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diâmetro da abertura   | 13 mm  |
| Largura do produto     | 96 mm  |
| Altura do produto      | 45 mm  |
| Comprimento do produto | 180 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior -  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 16  
Unidades por palete 1440  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 368 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 120 mm  
Volume da embalagem 0.0176 cbm  
externa  
Peso do produto 0.1687 kg  
Peso da embalagem externa 3.16 kg  
EAN da caixa interna 4038917122528  
EAN da embalagem externa 4038917074025

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

