



Product Specification
**Block Rack D12, Ø da abertura: 12 mm, 5 x 10,
cinza**

Page 1



Product description

Order number	93.854
Descrição do artigo	Block Rack D12, para 50 recipientes, Ø da abertura: 12 mm, dimensão da grade: 5 x 10, cinza, material: PP

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Quantidade de poços	50
Capacidade de armazenamento	50
Dimensão da grade	5 x 10
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro da abertura	12 mm
Largura do produto	80 mm
Altura do produto	45 mm
Comprimento do produto	152 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	cinza

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	-
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	1560
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	323 mm
Altura da embalagem externa	130 mm
Volume da embalagem externa	0.018 cbm
Peso do produto	0.1214 kg
Peso da embalagem externa	2.8 kg
EAN da caixa interna	4038917084406
EAN da embalagem externa	4038917003247

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

