



### Product description

Order number	93.856.040
Descrição do artigo	CryoRack 40, material: PP, dimensão da grade: 10 x 4, (CxLxA): 100 x 210 x 22 mm, para 40 recipientes, adequado para tubos CryoPure, 1 unid./pacote

### Product characteristics

Gradação	não
Indicado para	tubos CryoPure
Capacidade de armazenamento	40
Dimensão da grade	10 x 4

### Size

Largura do produto	210 mm
Altura do produto	22 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**CryoRack 40, PP, dimensão da grade: 10 x 4,  
adequado para tubos CryoPure**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalaje interior pacote  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 10  
Unidades por palete 1650  
Profundidade da embalagem 228 mm  
externa  
Largura da embalagem 218 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 155 mm  
Volume da embalagem 0.0077 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0679 kg  
Peso da embalagem externa 0.9 kg  
EAN da caixa interna 4038917122788  
EAN da embalagem externa 4038917077293

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**