




Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para recipientes de reação 2 ml, Microvette®

Page 1



Product description

Order number	93.868
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 12 x 4, (CxLxA): 257 x 90 x 40 mm, para 48 recipientes, adequado para recipientes de reação 2 ml, Microvette® , 1 unid./caixa de cartão

Product characteristics

Indicado para	recipientes de reação 2 ml, Microvette®
Capacidade de armazenamento	48
Dimensão da grade	12 x 4
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Largura do produto	90 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	257 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack, PC, dimensão da grade: 12 x 4, adequado para recipientes de reação 2 ml, Microvette®

Page 2

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto não regulamentado
Certificação CE sem marca CE
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de cartão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 40
Unidades por palete 1200
Profundidade da caixa interna 92 mm
Largura da caixa interna 42 mm
Altura da caixa interna 259 mm
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 340 mm
Volume da embalagem 0.0539 cbm
externa
Peso do produto 0.2411 kg
Peso da embalagem externa 11.38 kg
EAN da caixa interna 4038917084451
EAN da embalagem externa 4038917003261

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2026-03-10

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT