




Product Specification

Rack, poliestireno expandido, dimensão da grade: 20 x 5, adequado para S-Monovette® Ø 11 mm

Page 1



Product description

Order number	95.1439
Descrição do artigo	Rack, material: poliestireno expandido, branca, dimensão da grade: 20 x 5, (CxLxA): 338 x 90 x 50 mm, adequado para S-Monovette® Ø 11 mm, 1 unid./blister

Product characteristics

Indicado para	S-Monovette® Ø 11 mm
Dimensão da grade	20 x 5

Size

Largura do produto	90 mm
Altura do produto	50 mm
Comprimento do produto	338 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack, poliestireno expandido, dimensão da grade: 20 x 5, adequado para S-Monovette® Ø 11 mm

Material & colours

Material do produto poliestireno expandido
Cor do produto branca

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 40
Unidades por palete 640
Profundidade da embalagem 498 mm
externa
Largura da embalagem 428 mm
externa
Altura da embalagem externa 380 mm
Volume da embalagem 0.081 cbm
externa
Peso do produto 0.0235 kg
Peso da embalagem externa 1.7 kg
EAN da caixa interna 4038917086646
EAN da embalagem externa 4038917005173

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

