




## Product Specification

Rack, poliestireno expandido, dimensão da grade: 20 x 5, adequado para tubos de Ø 15 mm e 16 mm

Page 1



### Product description

Order number	95.64.250
Descrição do artigo	Rack, material: poliestireno expandido, branca, dimensão da grade: 20 x 5, (CxLxA): 416 x 107 x 50 mm, para 100 recipientes, adequado para tubos de Ø 15 mm e 16 mm, 1 unid./blister

### Product characteristics

Indicado para	tubos de Ø 15 mm e 16 mm
Capacidade de armazenamento	100
Dimensão da grade	20 x 5

### Size

Largura do produto	107 mm
Altura do produto	50 mm
Comprimento do produto	416 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**Rack, poliestireno expandido, dimensão da grade: 20 x 5, adequado para tubos de Ø 15 mm e 16 mm**

Page 2

### Material & colours

Material do produto	poliestireno expandido
Cor do produto	branca
Material de fechamento	styrofoam
Cor da tampa	branca

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	28
Unidades por palete	448
Profundidade da embalagem externa	498 mm
Largura da embalagem externa	428 mm
Altura da embalagem externa	380 mm
Volume da embalagem externa	0.081 cbm
Peso do produto	0.0309 kg
Peso da embalagem externa	1.65 kg
EAN da caixa interna	4038917095587
EAN da embalagem externa	4038917007764

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**