



Product Specification

IsoFreeze® PCR Rack, PP, dimensão da grade: 12 x 8, adequado para recipientes PCR de 0,1 ml e 0,2 ml, cadeias de PCR e placas PCR

Page 1



Product description

Order number	95.984
Descrição do artigo	IsoFreeze® PCR Rack, material: PP, de várias cores, dimensão da grade: 12 x 8, adequado para recipientes PCR de 0,1 ml e 0,2 ml, cadeias de PCR e placas PCR, A cor muda de lilás para rosa a 7 °C, 2 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	recipientes PCR de 0,1 ml e 0,2 ml, cadeias de PCR e placas PCR
Dimensão da grade	12 x 8

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	de várias cores
Cor da tampa	transparente
Cor do quadro	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

IsoFreeze® PCR Rack, PP, dimensão da grade: 12 x 8, adequado para recipientes PCR de 0,1 ml e 0,2 ml, cadeias de PCR e placas PCR

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 2
Unidades por caixa 10
Unidades por palete 1280
Profundidade da embalagem 197 mm
externa
Largura da embalagem 175 mm
externa
Altura da embalagem externa 584 mm
Volume da embalagem 0.0201 cbm
externa
Peso do produto 0.2144 kg
Peso da embalagem externa 2.95 kg
EAN da caixa interna 4038917373425
EAN da embalagem externa 4038917373418

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

