



Product Specification
Tampa de pressão, violeta, adequado para tubos de Ø 15,7 mm

Page 1



Product description

Order number	65.803.005
Descrição do artigo	Tampa de pressão, violeta, adequado para tubos de Ø 15,7 mm, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa padrão
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	tubos de Ø 15,7 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	violeta

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	210000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0396 cbm
Peso do produto	0.0013 kg
Peso da embalagem externa	7.12 kg
EAN da caixa interna	4038917121088
EAN da embalagem externa	4038917017657

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

