




Product description

Order number	55.460
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 16,5 ml, (CxØ): 130 x 17 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 250 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	16,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3500 x g

Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	130 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	24000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.0086 kg
Peso da embalagem externa	9.35 kg
EAN da caixa interna	4038917081689
EAN da embalagem externa	4038917000796

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

