




### **Product description**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 55.461                                                                                                                               |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 14 ml, (CxØ): 119 x 15,5 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote |

### **Product characteristics**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Graduação                  | não              |
| Tipo de fechamento         | tampa de pressão |
| Forma do fundo             | fundo redondo    |
| Volume de trabalho         | 14 ml            |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3500 x g         |

### **Size**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diâmetro               | 15.5 mm |
| Comprimento do produto | 119 mm  |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Material & colours

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Material do produto | Poliestireno (PS) |
| Cor do produto      | transparente      |

### Purity & certification

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Em lotes             | sim                               |

### Packaging

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1000          |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 500           |
| Unidades por caixa                | 1000          |
| Unidades por palete               | 30000         |
| Profundidade da embalagem externa | 292 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 464 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 413 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0559 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0058 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 6.29 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917081696 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917000802 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

