
# Product Specification Tubo, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, PS

Page 1



### **Product description**

Order number 55.475.200

Descrição do artigo Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm,

material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para Tecan Genesis, FE500, 490

unid./embalagem empilhável

### **Product characteristics**

Graduação não

Tipo de fechamento tampa de pressão Indicado para Tecan Genesis, FE500

Forma do fundo fundo redondo

Volume de trabalho 5 ml Centrifugação máxima (RCF) 4000 x g

Size

Diâmetro 13 mm Comprimento do produto 75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.







# Product Specification Tubo, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, PS

#### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

**Purity & certification** 

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes não

**Packaging** 

Quantidade mínima do pedido 1960

Tipo de embalaje interior embalagem empilhável

Unidades por caixa interna 490
Unidades por caixa 1960
Unidades por palete 109760
Profundidade da caixa interna 405 mm
Largura da caixa interna 77 mm
Altura da caixa interna 193 mm
Profundidade da embalagem 428 mm

externa

Largura da embalagem 383 mm

externa

Altura da embalagem externa 175 mm Volume da embalagem 0.0287 cbm

externa

Peso do produto 0.003 kg Peso da embalagem externa 6.83 kg

EAN da caixa interna 4038917158466 EAN da embalagem externa 4038917158459

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

