


Product Specification Tubo, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, PS

Page 1



Product description

Order number 55.475.300

Descrição do artigo Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm,

material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de

pressão, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação não

Tipo de fechamento tampa de pressão Forma do fundo fundo fundo redondo

Volume de trabalho 5 ml Centrifugação máxima (RCF) 3500 x g

Size

Diâmetro 13 mm Comprimento do produto 75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Tubo, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, PS

Page 2

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500

Tipo de embalaje interior embalagem empilhável

Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 120000
Volume da embalagem 0.0282 cbm

externa

Peso do produto 0.0031 kg Peso da embalagem externa 6.91 kg

EAN da caixa interna 4038917367073 EAN da embalagem externa 4038917367066

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

