



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	55.484.005
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 55 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, 1000 unid./pacote

### **Características do produto**

Graduação	não
Tipo de tampa	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

### **Dimensões**

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	55 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min.  
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 4000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1000  
Unidades por caixa 4000  
Unidades por palete 120000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 340 mm  
Volume da embalagem 0.0539 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0019 kg  
Peso da embalagem externa 8.48 kg  
EAN da caixa interna 4038917107853  
EAN da embalagem externa 4038917012027

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

