



### **Product description**

Order number	55.484
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 55 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./embalagem empilhável

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

### **Size**

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	55 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 4000  
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 4000  
Unidades por palete 168000  
Profundidade da caixa interna 381 mm  
Largura da caixa interna 57 mm  
Altura da caixa interna 176 mm  
Profundidade da embalagem 388 mm  
externa  
Largura da embalagem 378 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 250 mm  
Volume da embalagem 0.0367 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0019 kg  
Peso da embalagem externa 8.66 kg  
EAN da caixa interna 4038917081917  
EAN da embalagem externa 4038917001021

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

