



Product description

Order number	55.484
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 55 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	55 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 4000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 4000
Unidades por palete 168000
Profundidade da caixa interna 381 mm
Largura da caixa interna 57 mm
Altura da caixa interna 176 mm
Profundidade da embalagem 388 mm
externa
Largura da embalagem 378 mm
externa
Altura da embalagem externa 250 mm
Volume da embalagem 0.0367 cbm
externa
Peso do produto 0.0019 kg
Peso da embalagem externa 8.66 kg
EAN da caixa interna 4038917081917
EAN da embalagem externa 4038917001021

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

