



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	55.525.500
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, 500 unid./embalagem empilhável

### **Características do produto**

Graduação	não
Tipo de tampa	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

### **Dimensões**

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Pureza e certificação**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min.  
Categoria do produto Diagnóstico in-vitro  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 112000  
Profundidade da embalagem 428 mm  
externa  
Largura da embalagem 383 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 175 mm  
Volume da embalagem 0.0287 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0026 kg  
Peso da embalagem externa 5.88 kg  
EAN da caixa interna 4038917375924  
EAN da embalagem externa 4038917375917

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

