



### **Product description**

Order number	55.526.053
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para Abbott m1000, 500 unid./embalagem empilhável

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Abbott m1000
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

### **Size**

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 48000  
Profundidade da embalagem 378 mm  
externa  
Largura da embalagem 210 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 391 mm  
Volume da embalagem 0.0309 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0026 kg  
Peso da embalagem externa 6 kg  
EAN da caixa interna 4038917109710  
EAN da embalagem externa 4038917080033

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

