



Product description

Order number	55.526
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 4000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 4000
Unidades por palete 120000
Profundidade da caixa interna 381 mm
Largura da caixa interna 77 mm
Altura da caixa interna 176 mm
Profundidade da embalagem externa 398 mm
Largura da embalagem externa 358 mm
Altura da embalagem externa 325 mm
Volume da embalagem externa 0.0463 cbm
Peso do produto 0.0023 kg
Peso da embalagem externa 10.17 kg
EAN da caixa interna 4038917082211
EAN da embalagem externa 4038917001304

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

