



Product description

Order number	55.598.006
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 8,5 ml, (CxØ): 75 x 15,7 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	8,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	15.7 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	56000
Volume da embalagem externa	0.0649 cbm
Peso do produto	0.0024 kg
Peso da embalagem externa	5.9 kg
EAN da caixa interna	4038917363136
EAN da embalagem externa	4038917363129

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

