



Product description

Order number	57.462.001
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, com escala, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2500 x g

Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	24000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0077 kg
Peso da embalagem externa	4.35 kg
EAN da caixa interna	4038917381048
EAN da embalagem externa	4038917381031

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

