



Product description

Order number	58.487.100
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 40 x 23,5 mm, material: PS, fundo plano, transparente, tampa de pressão, sem tampa, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	1500 x g

Size

Diâmetro	23.5 mm
Comprimento do produto	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.0035 kg
Peso da embalagem externa	7.79 kg
EAN da caixa interna	4038917989695
EAN da embalagem externa	4038917989701

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

