


# Product Specification Tubo, 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, PS

Page 1



### **Product description**

Order number 58.491.300

Descrição do artigo Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm,

material: PS, fundo plano, transparente, tampa de pressão,

500 unid./pacote

#### **Product characteristics**

Graduação não

Tipo de fechamento tampa de pressão

Forma do fundo fundo plano

Volume de trabalho 12 ml

#### Size

Diâmetro 16.5 mm
Altura do produto 95 mm
Comprimento do produto 95 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.







## Product Specification Tubo, 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, PS

#### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

**Purity & certification** 

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

**Packaging** 

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 36000

Volume da embalagem 0.0492 cbm

externa

Peso do produto 0.0056 kg Peso da embalagem externa 6.07 kg

EAN da caixa interna 4038917367493 EAN da embalagem externa 4038917367486

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

