



Product description

Order number	58.491
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, material: PS, fundo plano, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3500 x g

Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	95 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0055 kg
Peso da embalagem externa	6.19 kg
EAN da caixa interna	4038917081986
EAN da embalagem externa	4038917001090

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

