




Product description

Order number	58.537
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 35 ml, (CxØ): 115 x 23,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	35 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2000 x g

Size

Diâmetro	23.5 mm
Comprimento do produto	115 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	14000
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.0083 kg
Peso da embalagem externa	4.78 kg
EAN da caixa interna	4038917082303
EAN da embalagem externa	4038917001403

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

