



Product description

Order number	60.503.010
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 6,5 ml, (CxØ): 90 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, sem tampa, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Proteção contra a luz	não
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	6,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

Size

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	90 mm
Comprimento do produto	90 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	72000
Profundidade da embalagem externa	398 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo de rosca, 6,5 ml, (CxØ): 90 x 13 mm, PP

Page 2

Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0.042 cbm
Peso do produto	0.0027 kg
Peso da embalagem externa	5.94 kg
EAN da caixa interna	4038917365185
EAN da embalagem externa	4038917365178

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-02

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT