



Product Specification

Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, sem tampa, 1.000 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	60.504.021
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, transparente, material: PP, sem tampa, 1.000 unid./pacote, 2.000 unidades/caixa

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, sem tampa, 1.000 unid./pacote

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	72000
Volume da embalagem externa	0.0492 cbm
Peso do produto	0.0024 kg
Peso da embalagem externa	5.74 kg
EAN da caixa interna	4038917348201
EAN da embalagem externa	4038917348195

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

