


Product Specification Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, sem tampa, 1.000 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number 60.504.031

Descrição do artigo Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13

mm, fundo redondo, transparente, material: PP, sem tampa,

1.000 unid./pacote, 2.000 unidades/caixa

Product characteristics

Graduação não

Tipo de fechamento tampa de rosca Forma do fundo fundo redondo

Volume de trabalho 5 ml

Size

Diâmetro 13 mm Comprimento do produto 75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, sem tampa, 1.000 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 72000
Profundidade da embalagem 458 mm

externa

Largura da embalagem 408 mm

externa

Altura da embalagem externa 260 mm Volume da embalagem 0.0486 cbm

externa

Peso do produto 0.0026 kg Peso da embalagem externa 5.75 kg

EAN da caixa interna 4038917412735 EAN da embalagem externa 4038917412728

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

