



### Product description

Order number	60.507.001
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 16 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	5 ml

### Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	40000
Volume da embalagem externa	0.0382 cbm
Peso do produto	0.0038 kg
Peso da embalagem externa	4.26 kg
EAN da caixa interna	4038917108751
EAN da embalagem externa	4038917071529

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

