

Product Specification Tubo de rosca, 13 ml, (CxØ): 101 x 16,5 mm, PP

Page 1



Product description

Order number 60.540.686

Descrição do artigo Tubo de rosca, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 101 x

16,5 mm, material: PP, fundo redondo com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada,

estéril, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação não

Tipo de fechamento tampa de rosca

Forma do fundo fundo redondo com base plana

Volume de trabalho 13 ml Centrifugação máxima (RCF) 4000 x g

Size

Diâmetro 16.5 mm Comprimento do produto 101 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Tubo de rosca, 13 ml, (CxØ): 101 x 16,5 mm, PP

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

Cor do produto transparente

Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)

Cor da tampa natural

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril

Esterilização Irradiação de eletrões

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 22000
Profundidade da embalagem 568 mm

externa

Largura da embalagem 348 mm

externa

Altura da embalagem externa 155 mm Volume da embalagem 0.0306 cbm

externa

Peso do produto 0.0066 kg Peso da embalagem externa 3.8 kg

EAN da caixa interna 4038917110501 EAN da embalagem externa 4038917012898

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

