



### Product description

Order number	60.549.001
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 66 x 11,5 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### Size

Diâmetro	11.5 mm
Comprimento do produto	66 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	56000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	125 mm
Volume da embalagem externa	0.0298 cbm
Peso do produto	0.0022 kg
Peso da embalagem externa	2.81 kg
EAN da caixa interna	4038917112017
EAN da embalagem externa	4038917054928

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

