



Product description

Order number	60.551.023
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 79 x 16 mm, material: PP, fundo redondo com base plana, transparente, tampa de rosca, sem tampa, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo com base plana
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	16 mm
Altura do produto	79 mm
Comprimento do produto	79 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 32000
Volume da embalagem externa 0.0813 cbm
Peso do produto 0.0024 kg
Peso da embalagem externa 5.9 kg
EAN da caixa interna 4038917317801
EAN da embalagem externa 4038917317795

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

