



Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, sem tampa, 100 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	60.617.010
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, transparente, material: PP, sem tampa, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

Product characteristics

Graduação	não
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado
Volume de trabalho	3,5 ml

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-09

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, sem tampa, 100 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 42000
Profundidade da embalagem externa 379 mm
Largura da embalagem externa 229 mm
Altura da embalagem externa 391 mm
Volume da embalagem externa 0.0339 cbm
Peso do produto 0.0026 kg
Peso da embalagem externa 3.44 kg
EAN da caixa interna 4038917115094
EAN da embalagem externa 4038917079167

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-09

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT