



Product description

Order number	60.732.001
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 76 x 20 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	15 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g

Size

Diâmetro	20 mm
Comprimento do produto	76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	20000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	165 mm
Volume da embalagem externa	0.0393 cbm
Peso do produto	0.0064 kg
Peso da embalagem externa	3.78 kg
EAN da caixa interna	4038917119603
EAN da embalagem externa	4038917016698

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

