



Product description

Order number	60.9922.115
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 25 ml, (CxØ): 54 x 27 mm, material: PS, fundo plano, transparente, tampa de rosca, amarela, tampa montada, estéril, 50 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	25 ml

Size

Diâmetro	27 mm
Comprimento do produto	54 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	14000
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	238 mm
Volume da embalagem externa	0.0407 cbm
Peso do produto	0.0082 kg
Peso da embalagem externa	4.8 kg
EAN da caixa interna	4038917151238
EAN da embalagem externa	4038917027731

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

