



Product description

Order number	60.9924.296
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, forma do fundo: cônico, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, estéril, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	cônico
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	32000
Peso do produto	0.0056 kg
Peso da embalagem externa	6.2 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo de rosca, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP

Page 2

EAN da caixa interna 4038917556811
EAN da embalagem externa 4038917556804

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-20

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT