




Product description

Order number	62.467.012
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 100 x 13 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 500 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3500 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo, 8 ml, (CxØ): 100 x 13 mm, PS, com impressão

Size

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	100 mm
Comprimento do produto	100 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	56000
Volume da embalagem externa	0.0649 cbm
Peso do produto	0.0041 kg
Peso da embalagem externa	9.2 kg
EAN da caixa interna	4038917106856
EAN da embalagem externa	4038917032599

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

