



Product Specification
Tubo, 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, PS, com
impressão

Page 1



Product description

Order number	62.470.300
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, material: PS, fundo plano, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 500 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	12 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	16.5 mm
Altura do produto	95 mm
Comprimento do produto	95 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Volume da embalagem externa	0.0492 cbm
Peso do produto	0.0056 kg
Peso da embalagem externa	6.09 kg
EAN da caixa interna	4038917368001
EAN da embalagem externa	4038917367998

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

